




Cet appareillage léger et facile d'emploi peut être utilisé **couché sur un lit ou assis**. Son action consiste à envoyer au cerveau, plusieurs informations.

Par le toucher; le revêtement en silicone confère une sensation apaisante; Mais on peut aussi concevoir une surface externe en poils synthétiques reproduisant la sensation que l'on éprouve lorsque l'on caresse un animal

L'imitation d'un battement cardiaque extérieur sera perçue au niveau de la sphère de manière à envoyer des impulsions aux creux des mains des patients.

La diffusion d'un enregistrement sonore d'une échographie cardiaque se fera à l'aide du casque. Elle sera couplée avec la vitesse des battements externes, sélectionnés Par l'opérateur et renforcera la suggestion physiologique d'un rythme plus normal dans le cas, entre autres, de tachycardie ou extrasystoles.

La diffusion par le casque d'une respiration profonde et calme complètera l'action rassérénante, favorisant un équilibre au niveau de la tension et assurant un ralentissement des battements cardiaques trop rapides.